

1/ Концепция: концепция техники "Soft Brushing" (мягкого поглаживания)

заключается в дезорганизации коллагеновых волокон надкостницы. Только за счет мягкого поглаживания специальными кюретами упругость (натяжение) надкостницы снижается и лоскут становится более податливым и натягивается без напряжения.

2/ Кюреты из набора не повреждают (прорезают) ткани. Лоскут освобождается только за счет сепарации волокон надкостницы.

3/ Набор включает 5 инструментов:

- Regular - малая кюрета
- Angulated R (right) - изогнутая вправо для боковых областей
- Angulated L (left) - изогнутая влево для боковых областей
- Medium - средняя кюрета
- XL - большая кюрета

4/ Существует 2 варианта проведения "Soft Brushing": мягкое и слегка агрессивное

- **от апекса к коронковой части:** мягкое
- **от коронки к апикальной части:** поглаживание более грубое
- **когда лоскут состоит из рубцовой ткани:** можно также использовать более агрессивные движения

5/ Brushing проводится после откидывания полного слизисто-надкостничного лоскута: как можно глубже...

Проводить вытягивание надкостницы можно **только после полноценного отслаивания** слизисто-надкостничного лоскута. Проводить brushing необходимо **как можно глубже**. Удерживайте лоскут с помощью хирургического пинцета и начинайте brushing (мягкие поглаживания) **малой кюретой** (прямой или изогнутой). Движения должны быть **очень точными и аккуратными**: кюрета должна касаться надкостницы, а движения должны быть на себя и **круговые**.



После малой кюреты Вы можете использовать среднюю или большую кюрету.

6/ Надкостница быстро растягивается. Легко получить увеличение длины более чем на 1 см.

7/ Иногда требуется чуть больше времени. Продолжайте brushing до желаемого растяжения надкостницы.

8/ Язычный лоскут. Просто и безопасно отсепарировать мышцу mylohyoideus, а также растянуть надкостницу с язычной стороны также возможно.

После процедуры Brushing Вы можете убедиться в целостности надкостницы. Она не повреждается!