

Будущее - уже сегодня!



175 \$

Ваши ожидания практически безграничны

Имплантационная система премиум класса по доступной цене



89 €

Пожизненная гарантия

Оптимальное соотношение цены и качества



75 \$

- Поверхность SLA
- Совместимость с большинством Южно-Корейских систем

THOR Бриг Тор
Пьезохирургический инструмент для костной пластики

Максимально мощный и быстрый - позволяет провести около 30 минут работы!

Самая тонкая насадка - 0,36 мм



BoneEx kit

Расщепление - самый надежный, безопасный и предсказуемый метод костной пластики, позволяющий сократить количество операций и сроки реабилитации.



Универсальный хирургический набор для синус-лифтинга

Полный набор включает в себя четыре коретки для удаления эпителиальной гиперпластической ткани, 2 фрезы. Для операций синус-лифтинга в любой сложности.



IMPRO MINI - TEMPORARY



Максимальные возможности - при минимальном размере!



Универсальный хирургический шаблон BonePen

Универсальный хирургический шаблон для любой сложности операций. Благодаря специальному ограничителю, строго позиционируется в правильном положении.



Остеотомы

Набор остеотомов IMTRO с эргономичной ручкой. Позволяет не только проводить линейный синус-лифтинг, но и удалять кость, улучшая функцию имплантата.



I - Gen

Минируте для коррекции костной дисплазии

Уникальная система для НТР позволяет добиться идеальной реконструкции кости вокруг имплантата, исключившая не только горизонтальный, но и вертикальный обрыв тканей на необходимом уровне.



Auto-Max

- AutoMax - это трепан, который выводит в костную ткань 2x1.
- Быстрый, безопасный, комфортный получение аутологичной костной ткани для дальнейшей работы.



MEG-TORQ



Забудьте про ручной дилемметрический клещ!



- Удобен для врача и пациента
- Усилие от 15 до 35 Ном
- Скорость вращения от 15 до 60 об/мин
- Новейший микроконтроллер FACHHABER со сверхдлинным механическим редуктором
- Улучшается видимость, освобождается одна рука
- Максимальный комфорт для пациента!



MEG-ISQ

Прибор для определения стабильности имплантата. Позволяет определить сроки протезирования и надежность остеointеграции

Магнитные импульсы передаются с помощью прибора на каждую SmartPad. Это вызывает вибрацию, которая фиксируется аппаратом и измеряется. Чем больше стабильность имплантата, тем больше показания прибора (от 50 до 75).

