



## *Новинка-6 протоколов одним переключением!*

-  **A-PRF**  
Advanced Platelet Rich Fibrin  
**Advanced-PRF** - для получения фибриновых сгустков в стеклянных пробирках. С помощью VoX Вы можете получить фибриновые мембраны
-  **i-PRF**  
injectable Platelet Rich Fibrin  
**Injectable-PRF** - жидкий фибрин для инъекций. Содержит максимальное количество тромбоцитов, лейкоцитов и факторов роста
-  **i-PRF M**  
**Injectable-PRF M** - жидкий фибрин для мужчин. Время центрифугирования увеличено, так как у мужчин больше эритроцитов
-  **i-PRF+**  
**Injectable-PRF+** - для косметологии и ортопедии. Используются пробирки i-PRF+ большего размера.
-  **A-PRF Liquid**  
**Advanced-PRF Liquid** - для получения Sticky bone – «липкой кости». Теперь вы можете получать фибриновый клей и фибриновые сгустки в одинаковых пробирках.
-  **L-PRF**  
Leukocyte Platelet Rich Fibrin  
**L-PRF** - для получения PRF по старому протоколу

## ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ PRF

